

# 1ステップで除菌&洗浄

## 環境除菌・洗浄剤

# ルビスタ®

Multi-purpose disinfectant cleaner  
RUBYSTA

調製ボトル  
1.5L用

製造元: キョーリン メディカルサプライ株式会社  
東京都新宿区西新宿6丁目25番地13号

発売元: 杏林製薬株式会社  
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

販売元: 吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5丁目1番地10号

### ルビスタ調製液の使用について

#### 【用途】

- よく触れる環境表面の除菌・洗浄(ドアノブ、机、ベッド周囲、スイッチ類、トイレの便器、洗面所の蛇口、床、手すり等)
- 看護・介護用の器具・器材の除菌・洗浄

#### 【使用上の注意】

- 環境除菌・洗浄剤ルビスタに記載の「使用方法」を厳守し、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

#### 【製品問合せ窓口】

吉田製薬株式会社 03-3381-2004  
受付時間 9:00~17:00(月~金 ※土日祝日除く)



キャップ: PP  
容器: PE  
ラベル: PP

1,000mL

500mL

### 品名および仕様

- 環境除菌・洗浄剤 ルビスタ 調製ボトル 1.5L用
- 材質 容器: ポリエチレン(PE)、キャップ: ポリプロピレン(PP)、ラベル: ポリプロピレン(PP)
- 容量 1.8L
- 耐冷温度 -20℃
- 取扱い上の注意: 火のそばに置かないでください。廃棄する際は、お住まいの地域の規定に従ってください。

### 使用方法

本調製ボトルで、環境除菌・洗浄剤 ルビスタ 3錠(15g)を1,500mL(1,500g)の水道水に溶解し、ルビスタ調製液を作製してください。



※目盛り位置は目安です