

ここをハサミで切り取ってください ✂

詰替用



ヨシダ製薬

1ステップで除菌&洗浄

環境清拭用

ルビスタ®

Multi-purpose disinfectant cleaner  
RUBYSTA WIPE

ワイプ

よく手が触れる  
環境表面®の除菌・洗浄に

※ドアノブ、机、家具、ベッド周囲、  
スイッチ類、トイレの便器、便座、  
水洗レバー、洗面所の蛇口、床、  
手すり等

140mm×259mm

100  
枚入

必ず使用前に使用方法と使用上の注意をよく読んでください

製造元: キョーリン メディカルサプライ株式会社  
東京都新宿区西新宿6丁目25番地13号

発売元: 杏林製薬株式会社  
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

販売元: 吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5丁目1番地10号

環境清拭用

# ルビスタ®

## ワイプ

Multi-purpose disinfectant cleaner  
RUBYSTA WIPE

### 品名および仕様

- 環境清拭用 ルビスタ ワイプ詰替用 100枚入
  - ワイプサイズ:140mm×259mm、100枚入り
  - ワイプ材質:ウッドパルプ・ポリエステル
- 取扱い上の注意:使い終わったワイプは、お住まいの地域の規定に従って廃棄してください。ワイプをトイレに流さないでください。

### 使用方法

本品は必ず「環境清拭用 ルビスタ ワイプ 100枚入」容器に詰め替えてご使用ください。

<p><b>1</b></p> <p>環境除菌・洗浄剤 ルビスタ 1包(5g) を500mL(500g) の水道水に溶解し、 ルビスタ調製液を 作製してください。</p>	<p><b>2</b></p> <p>専用容器のピンク 色のキャップを外し、 袋から取り出した 詰替用ワイプロール を専用容器内に入 れてください。</p>	<p><b>3</b></p> <p>ルビスタ調製液を ワイプロールの上 部からゆっくりと注い でワイプ全体を浸 してください。</p>
<p><b>4</b></p> <p>ワイプロールの中 央から、ワイプを引 き出し、ピンク色 のキャップのみ、容 器本体に取り付け てください。</p>	<p><b>5</b></p> <p>ワイプの先端を白 いキャップの大きい 方の穴に通し、中央 の穴までスライドし てください。</p>	<p><b>6</b></p> <p>白いキャップの上 蓋を閉じてから、 キャップ全体をしっ かりと閉めてくださ い。</p>

### ルビスタ調製液を含ませたワイプの使用について

#### 【用途】

- よく触れる環境表面の除菌・洗浄(ドアノブ、机、ベッド周囲、スイッチ類、トイレの便器、洗面所の蛇口、床、手すり等)
- 看護・介護用の器具・器材の除菌・洗浄

#### 【使用上の注意】

- 環境除菌・洗浄剤 ルビスタに記載の定められた「使用方法」を厳守し、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

### 【製品問合せ窓口】

吉田製薬株式会社 03-3381-2004  
受付時間 9:00~17:00(月~金 ※土日祝日除く)



包装:PP