

500mL



1ステップで除菌&洗浄

環境除菌・洗浄剤

ルビスタ

Multi-purpose disinfectant cleaner
RUBYSTA

- 2通りの使い方が
できます
- 1.泡で出るボトル
 - 2.調製ボトル

フオーマー
ボトル
(調製ボトル)
500mL用



使用方法

本ボトルで、パウダー*1包(5g)を500mL(500g)の水道水に溶解し、調製液を作製してください。



フオーマーボトル(泡)として使用する場合
調製液作製後に付属のポンプヘッドを取り付けて使用してください。


- 手洗い場、洗面台、シンクなどの水回りや排水口の除菌に
- トイレ内のよく手が触れる環境表面*2の除菌に

調製ボトルとして使用する場合
その際は付属のキャップをお使いください。

【使用上の注意】

- パウダー*1に記載の「使用方法」を厳守し、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

- *1.環境除菌・洗浄剤 ルビスタパウダー5g/
環境除菌・洗浄剤 ルビスタクリアパウダー5g
- *2.トイレの便器、便座、水洗レバーなど



品名および仕様

- 環境除菌・洗浄剤 ルビスタ フオーマーボトル 500mL用
- 材質 ポンプ: ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、
ボトル: ポリエチレン(PE)、キャップ: ポリプロピレン(PP)、
ラベル: ポリプロピレン(PP)
- 容量 579mL
- 取扱い上の注意: 火のそばに置かないでください。
廃棄する際は、お住まいの地域の規定に従ってください。

【製品問合せ窓口】

吉田製薬株式会社 03-3381-2004
受付時間 9:00~17:00(月~金 ※土日祝日除く)



製造元: キョーリン メディカルサブライ株式会社
東京都千代田区神田町二丁目2番11号

発売元: 杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

販売元: 吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5丁目1番地10号